

VisionAire 制氧机

产品特征:

- 仅 14.8kg，底部带脚轮便于灵活移动，顶部侧面都有把手，便于搬运。
- 氧气出口可调 5L/min 大流量,氧气浓度 90%-96%(V/V)
- 可选带雾化空气出口版
- 产品过滤器：≥ 10 μm 抑菌过滤器
- 符合欧盟要求的低制氧机报警指示
- 最大出口压力 44.8kPa，可使用最长 7.6 米吸氧套管



产品规格:

VisionAire	
尺寸	35.8 cm* 29.2 cm* 52.8 cm
重量	标准版 14.8 kg 带雾化空气出口版 15.0 kg
适用范围	适用于以空气为原料，利用分子筛变压吸附工艺生产氧浓度为 90%~96% (V/V) 的富氧空气。
流量规范	氧气出口：0 - 5 L/min 雾化空气出口：> 10 L/min
氧气浓度	90%~96% (V/V)
电气要求	AC 220V /50 Hz
平均功耗	360 VA
雾化量	带雾化空气出口版 ≥ 0.2mL/min
运行条件	5°C至40°C
警报类型	电源故障、高低压、高温、无流量、低氧浓度



广告审查批文号：川械广审（文）第 220821-00402 号

结构组成：制氧机由主机、流量计组成。性能见产品技术要求

注意事项详见说明书。请仔细阅读产品说明书或在医务人员的指导下购买和使用。

医疗器械注册证号：川械注准 20172540205

制造商

慨迹医疗科技（成都）有限公司

四川省成都市郫都区现代工业港南区清马路 48 号